

### gefo glycomat výr. čís. 1100

#### Výrobek

- Mnohonásobně a ve světovém měřítku osvědčená, technicky moderní konstrukce
- Jednoduché, rychlé a přesné měření
- Stabilní kryt z umělé hmoty
- Úchyt na zavěšení
- Výkyvný ukazatel – svislé držení přístroje není potřebné
- Samostatné vyrovnání teploty
- Uzavření pomocí otočného ventilu – žádné kapání, žádné dodatečné nasávání vzduchu
- Velmi dlouhá doba použití a přesnost naměřených hodnot na základě uložení měřicího kotouče a výkyvného ukazatele prostřednictvím ocelové osky. Tím je menší vliv znečištěním chladicím prostředkem
- Návod na použití přímo na přístroji a v dalších 20 jazycích v přiloženém návodu



#### Oblasti použití

- Pro směsi vody s etylenglykolem (etandiolem) pro chladicí okruhy v osobních autech, nákladních autech atd.
- Vytápěcí zařízení
- Solární zařízení

#### Údaje

- Měřicí rozsah: -5 až -40°C
- Objem nasávání: 52 ml
- Celková délka přístroje: 155 mm
- Délka nasávací hadice: 200 mm
- Rozměry balení 126 x 182 x 41 mm
- Váha: 130 g

